

プッシュタイプレンズコーティング

約90秒で自然乾燥

©leastay


クリアステイ




内視鏡レンズ面に「MPCポリマー」※¹ によるコーティング膜を形成し
クリアな視野を確保します。



クリアステイ
未使用例



クリアステイ
使用例



【仕様】

商 品 名 クリアステイ

製 品 番 号 CS-3ML

内 容 量 3mL

機械器具(25)医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け内視鏡用くもり止め
届出番号:13B1X10190000022

(製造販売元動物実験結果)

※¹ MPC ポリマー: インテリジェント・サーフェス株式会社が開発をした生体親和性材料
※² 本品を塗布したあとはレンズ面をガーゼ等で拭かずに自然乾燥をさせてください

▶ 総販売元 Distributor

ASTEM 株式会社 **アステム**

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター10F
TEL: 092-477-5538 FAX: 092-414-3426
Higashihie Business Center, 3-1-2, Higashihie, Hakata-ku, Fukuoka City,
Fukuoka, 812-0007, Japan
TEL: +81 92 477 5538 FAX: +81 92 414 3426

▶ 製造販売業 Manufacturing and Sales Business

株式会社 ニューロシューティカルズ